

Observatieschaal 9 Volwassen (OS9)

Hoestmachine invasief

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten en complicaties als: plotselinge kortademigheid, klaplong, hyperventilatieklachten, spierpijn				
	Hoestmachine toepassen				
4.	zet de juiste materialen klaar: hoestmachine met slangensysteem, swivel en bacteriefilter, benodigdheden voor uitzuigen, indien voorgeschreven saturatiemeter, niet steriele handschoenen, 10 ml spuit				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				

7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	heeft indien afgesproken de saturatiemeter aangesloten				
10.	zet de hoestmachine aan en controleert of de machine positieve en negatieve druk opbouwt				
11.	maakt, indien aanwezig, de TrachGuard™ los				
12.	leegt of vult de cuff zoals afgesproken volgens voorschrift				
13.	opent de tracheacanule door: <ul style="list-style-type: none"> • de beademings slang los te maken van de tracheacanule of <ul style="list-style-type: none"> • verwijdert spreekklep, afsluitdop, kunstneus of gesloten binnencanule 				
14.	onderdrukt het alarm van de beademingsmachine indien de zorgvrager beademt wordt				
15.	start de behandeling				
16.	plaatst de swivel van hoestmachine op tracheacanule en start de behandeling bij een inademing				
17.	voert juiste aantal cycli uit en eindigt sessie met een inademing				
18.	past, indien voorgeschreven, borst/buik compressie toe tijdens elke uitademing				
19.	verwijdert swivel en zet de hoestmachine uit				
20.	zuigt indien nodig de luchtwegen uit				
21.	zet, indien de zorgvrager wordt beademd en de beademingsmachine uitstaat, de beademingsmachine weer aan				
22.	sluit de tracheacanule door: <ul style="list-style-type: none"> • de beademingsmachine aan te sluiten of <ul style="list-style-type: none"> • plaatst spreekklep, afsluitdop, kunstneus of gesloten binnencanule 				
23.	maakt, indien aanwezig, de TrachGuard™ weer vast				
24.	reinigt zo nodig de swivel van de hoestmachine				
25.	ruimt de gebruikte materialen op				
26.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
27.	wast of desinfecteert handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 12 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 15 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 15 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
14	3
13	3
12	2
11	2
10	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: