

## Handelingsschema 5 Volwassenen (HS 5)

### Wisselen van een binnencanule

---

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	<ul style="list-style-type: none"><li>• het vervangen van de binnencanule door een schone binnencanule</li><li>• de luchtweg vrij houden</li></ul>
Benodigdheden	<ul style="list-style-type: none"><li>• schoon werkveld</li><li>• niet-steriele handschoenen</li><li>• desinfectans</li><li>• handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel</li><li>• schone binnencanule</li><li>• spullen voor uitzuigen van de luchtwegen</li><li>• buigbaar wattenstokje of gaasje</li><li>• opvangbakje</li><li>• bewaarbakje</li></ul>
Werkwijze	<ol style="list-style-type: none"><li>1. was of desinfecteer de handen</li><li>2. trek de niet-steriele handschoenen aan</li><li>3. controleer de schone binnencanule op mogelijke beschadigingen</li><li>4. informeer de zorgvrager</li><li>5. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen</li><li>6. maak de beademings slang los van de tracheacanule of verwijder de spreekklep, afsluitdop of kunstneus</li><li>7. onderdruk het alarm van de beademingsmachine indien de zorgvrager wordt beademd. De beademing mag niet worden uitgezet behalve als dat is afgesproken</li><li>8. zuig de tracheacanule zo nodig uit volgens <b>HS 4 uitzuigen van de luchtwegen via de tracheacanule</b></li><li>9. houd de buitencanule vast aan de flens en verwijder de binnencanule uit de buitencanule en leg deze in een opvangbakje</li><li>10. plaats de schone binnencanule in de buitencanule</li></ol>

	<p>11. sluit de beademingsmachine aan of plaats spreekklep, kunstneus of afsluitdop als zorgvrager niet wordt beademd</p> <p>12. controleer voordat je de zorgvrager alleen laat of hij/zij zich prettig voelt</p> <p>13. ruim de gebruikte spullen op</p> <p>14. Maak de verwijderde vuile binnencanule schoon met behulp van een buigbaar wattenstokje of gaasje onder stromend water</p> <p>15. trek de niet-steriele handschoenen uit</p> <p>16. was of desinfecteer de handen</p> <p>17. bewaar de schone binnencanule tot gebruik droog en stofvrij in een bewaarbakje</p> <p>18. rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie</p>
Aandachtspunten	de binnencanule moet minimaal twee keer per dag gewisseld en schoongemaakt worden