



Handelingsschema 8 Volwassenen (HS 8)

Toepassen van spreekklep of afsluitdop op de tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	<ul style="list-style-type: none"> • het mogelijk maken van spraak
Benodigdheden	<ul style="list-style-type: none"> • schoon werkveld • niet-steriele handschoenen • desinfectans • handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel • 10 milliliter spuit • schone spreekklep of afsluitdop zoals afgesproken • spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen
Werkwijze	<ol style="list-style-type: none"> 1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 5. als de zorgvrager beademd wordt: maak de swivel los van de tracheacanule en zet de beademingsmachine uit 6. zuig, zo nodig in overleg met de zorgvrager, voorafgaand aan het plaatsen van de spreekklep de luchtwegen uit volgens HS 4 uitzuigen van de luchtwegen 7. leeg de cuff, indien aanwezig volgens HS 7 vullen en legen van de cuff 8. plaats de spreekklep of de afsluitdop op de tracheacanule. Let op dat de cuff leeg is! 9. vraag of de zorgvrager kan spreken, bekijk de ademhaling van de zorgvrager 10. als de zorgvrager aangeeft dat de spreekklep of afsluitdop het ademen moeilijker maakt, verwijder de spreekklep of afsluitdop. Als het nodig is sluit je de beademing weer aan 11. ruim de gebruikte spullen op 12. trek de niet-steriele handschoenen uit 13. was of desinfecteer de handen

	<p>14. rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie</p> <p>15. maak na gebruik de spreekklep of afsluitdop schoon en berg deze droog en stofvrij op</p>
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none"> • Spreekklep of afsluitdop NOOIT gebruiken bij gevulde cuff . <ul style="list-style-type: none"> ○ Als de cuff is gevuld kan de zorgvrager met spreekklep wél inademen, maar niet uitademen. De zorgvrager zal stikken! ○ De afsluitdop laat geen in- en uitademing via de tracheacanule toe. Er moet dan in- en uitgeademd worden via de normale weg langs de tracheacanule via mond-neusholte. Als cuff is gevuld kan de zorgvrager helemaal niet in- en uitademen. De zorgvrager zal stikken!