

Schema langdurige stroomstoring bij chronische beademing

Voorzorgsmaatregelen:

Apparatuur met een accu altijd verbinden met netstroom om accu capaciteit te garanderen. Beademingsballon altijd aanwezig bij korte beademingsvrije tijd.

Er is een stroomstoring.

Probeer er achter te komen hoe lang de stroomstoring gaat duren (stroomleverancier).
CTB informeren bij duur **langer dan 4 uur**.

Niet afhankelijk van beademingsapparatuur.

Wel afhankelijk van beademingsapparatuur.

Controleer accu capaciteit (interne en externe accu, rolstoelaccu).

Controleer accu capaciteit (interne en externe accu, rolstoelaccu).

Beademing continueren of

Beademingslang loskoppelen van de canule.

Bij geluidsalarm machine uitzetten.

Indien mogelijk zonder beademing verder slapen.

Evt rechtop zittend slapen in bed of stoel.

Beademing continueren

Zoek onderdak bij familie of vrienden die wel stroom hebben.

Neem altijd de **CTB map** mee.

Gebruik indien aanwezig **extra accu / beademingsapparaat**.

Eerder genoemde is niet mogelijk en u verwacht in de problemen te komen.

Neem contact op met het Centrum voor Thuisbeademing
Zie informatiemap van het CTB