

Handelingsschema kind 07

Het toepassen van een afsluitdop

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• het veilig toepassen en laten gebruiken van een afsluitdop
Benodigdheden afsluitdop	• niet-steriele handschoenen, indien afgesproken schone afsluitdop • benodigdheden voor uitzuigen luchtwegen
Werkwijze afsluitdop	1. was of desinfecteer de handen en trek de niet-steriele handschoenen aan 2. informeer het kind 3. vraag of help het kind een comfortabele houding aan te nemen 4. maak de beademing, indien aanwezig, los van de tracheacanule en zet de machine uit 5. zuig de luchtwegen zonodig uit 6. plaats de afsluitdop op de tracheacanule 7. observeer de ademhaling van het kind; indien deze aangeeft dat de afsluitdop het ademen moeilijker maakt, verwijder dan de afsluitdop 8. ruim de gebruikte materialen op 9. reinig, indien de afsluitdop wordt vervangen voor een schoon exemplaar, de gebruikte afsluitdop en berg deze op 10. trek de handschoenen uit en was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten	• de afsluitdop mag nooit toegepast worden bij kinderen die een tracheacanule met cuff gebruiken. • bij gebruik van afsluitdop, is er geen in- en uitademing via de tracheacanule mogelijk. Er moet dan in- en uitgeademd worden via de normale weg langs de tracheacanule via mond-neusholte • wanneer een afsluitdop voor de eerste keer bij een kind wordt toegepast, observeer dan het kind gedurende ten minste enkele minuten en beoordeel of de ademhaling zonder tekenen van benauwdheid mogelijk blijft • afsluitdop wordt niet tijdens slaap gebruikt, tenzij dit specifiek is afgesproken • afsluitdop wordt pas toegepast na overleg met het CTB