

Handelingsschema 16 Volwassenen (HS 16)

Aansluiten zuurstofapparaat aan diverse beademingsmachines

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• het aansluiten van een zuurstofapparaat aan de beademingsmachine • het veilig toedienen van zuurstof via de beademingsmachine
Benodigdheden	• beademingsmachine • zuurstofapparaat • zuurstofslang • afhankelijk van de voorgeschreven beademingsmachine maak je gebruik van: 1. zuurstoftussenstukje Afbeelding 1 2. zuurstofnippel die op aansluitpunt van de beademingsmachine past Afbeelding 2 Afbeelding 3
Werkwijze 1	Zuurstoftussenstukje (zie afbeelding 1) 1. plaats het zuurstoftussenstukje tussen de beademingsmachine en het beademingsslang (zie 'aandachtspunten') 2. bevestig een einde van de zuurstofslang aan de zuurstofapparaat 3. bevestig het andere einde van de zuurstofslang aan het zuurstoftussenstukje 4. zet de beademingsmachine aan en start de beademing 5. Zet het zuurstofapparaat aan

Werkwijze 2	Beademingsmachine met specifiek zuurstofaansluitpunt (zuurstofnippel) (zie afbeelding 2 en 3) 1. bevestig een einde van de zuurstofslang aan het zuurstofapparaat 2. bevestig het andere einde van de zuurstofslang aan de zuurstofnippel in het beademingsapparaat 3. Zet de beademingsmachine aan en start de beademing en zet het zuurstofapparaat aan
Aandachtspunten	• zet eerst de beademingsmachine aan alvorens het zuurstofapparaat aan te zetten; dit voorkomt ophoping van (brandbaar) zuurstofgas in slangen en de beademingsmachine; omgekeerd: bij afsluiten van een beademing: zet eerst het zuurstofapparaat uit, bereid alternatieve zuurstoftoediening voor (indien voorgeschreven bij spontane ademhaling) en haal de zorgvrager van de beademing en zet tot slot de beademingsmachine uit