

Handelingsschema 21 Volwassenen (HS 21)

Aansluiten en afsluiten van maskerbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	Het beginnen en later weer stoppen van de maskerbeademing
Benodigdheden	• Schoon werkveld • niet steriele handschoenen • Desinfectans • het voorgeschreven masker met hoofdband en eventueel kinband • beademingsmachine met beademingscircuit • elektrische bevochtiger, indien voorgeschreven • kraanwater
Werkwijze aansluiten van beademing	Aansluiten 1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 5. controleer of de beademingsmachine klaar is voor gebruik; zet de beademingsmachine aan 6. controleer of er lucht uit de beademingsslang komt en controleer het disconnectiealarm 7. blokkeer het uiteinde van de beademingsslag met je hand, tot de beademingsmachine alarmeert, hiermee controleer je het obstructiealarm 8. als zorgvrager in een instelling verblijft, controleer dan of het alarm doorkomt op het oproepsysteem 9. controleer of de beademingsmachine is aangesloten op netstroom en controleer de status van de accu 10. controleer of de bevochtigingspot gevuld is met water, zet de elektrische bevochtiging aan. 11. zet de beademingsmachine uit of op stand-by 12. zet in overleg met de zorgvrager het masker op het gezicht en maak de hoofdband vast zodat het prettig zit en geen pijn veroorzaakt. De lengte van de hoofdbanden moet links en rechts van het masker gelijk zijn. De hoofdband moet zó los zitten dat het masker

	tijdens de beademing door de luchtdruk iets wordt opgetild. De randen van het masker blijven daarbij in contact met de huid. 13. zet de beademingsmachine weer aan 14. controleer of er lucht uit de beademingsslang komt 15. koppel de beademingsslang aan het masker 16. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komen/komt als de beademingsmachine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht krijgt 17. kijk of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing en of hij het persoonsalarm kan aanzetten 18. trek de niet-steriele handschoenen uit 19. was of desinfecteer de handen 20. rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie
Aandachtspunten aansluiten van de beademing	Let hierbij op: • luchtlekage langs het masker • voorkom lekkage bij de ogen • borstkas/buikbeweging • het functioneren van de beademingsmachine • tijdens de beademing kan er lucht in de maag komen • misselijkheid en braken • bij een kwetsbare huid, kan er een huidbeschermingsproduct gebruikt worden, in overleg met CTB
Werkwijze afsluiten van de beademing	Afsluiten 1. was of desinfecteer de handen 2. trek niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 5. koppel de beademingsslang los van het masker 6. controleer of de zorgvrager zelf ademt, zich prettig voelt en voldoende lucht krijgt 7. maak de hoofdband van het masker los en haal het masker van het gezicht af 8. zet de beademingsmachine uit 9. zet de elektrische bevochtiger, uit 10. ruim de materialen op maak het beademingsmasker schoon 11. verwijder het waterbakje en leeg deze en laat drogen aan de lucht

	12.koppel de beademingsslang los van de beademingsmachine en hang deze op om te drogen 13.trek de niet-steriele handschoenen uit 14.was of desinfecteer de handen 15.rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie
Aandachtspunten afsluiten van de beademing	Zorgvrager krijgt te weinig lucht sluit de beademing opnieuw aan, zie boven werkwijze aansluiten van de beademing