

Handelingsschema 22 Volwassenen (HS 22)

Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• het effectief en veilig laten verlopen van mondstukbeademing • Het starten en later weer stoppen
Benodigdheden	• niet-steriele handschoenen • desinfectans • beademingsmachine • mondstuk beademings circuit
Werkwijze aansluiten van beademing	Aansluiten 1. was of desinfecteer de handen 2. trek niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 5. controleer of de accu van de beademingsmachine voldoende is opgeladen 6. controleer of de beademingsmachine klaar is om te beademen; zet de beademingsmachine aan. Kies, indien van toepassing het juiste beademingsprogramma. Controleer of de beademingsmachine lucht geeft zodra het mondstuk wordt aangeraakt. Controleer of er een apneualarm gaat wanneer de mondstukbeademing niet gebruikt wordt. (indien dit is ingesteld) 7. positioneer het mondstuk zo dat deze voor de zorgvrager makkelijk te gebruiken is 8. controleer of de zorgvrager het mondstuk kan bedienen 9. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de beademingsmachine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht krijgt 10. kijk of de zorgvrager zich prettig voelt bij gebruik van de mondstukbeademing 11. trek niet-steriele handschoenen uit 12. was of desinfecteer de handen 13. rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie

Aandachtspunten aansluiten van de mondstuk beademing	• positie mondstuk, check altijd of de zorgvrager goed bij het mondstuk kan en check of de stang goed vast zit • de borstkas komt NIET omhoog terwijl de beademingsmachine lucht inblaast en de zorgvrager geeft aan dat hij te weinig lucht krijgt, al dan niet met alarmen controleer: ○ of de beademingsslang lek is ○ of de beademingsslang geknikt is ○ vervang eventueel de beademingsslang Als het probleem niet opgelost bel dan het CTB • er klinken alarmen waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is bij aanhoudend alarm: bel het CTB, of fabrikant.
Werkwijze afsluiten van de mondstuk beademing	Afsluiten 1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 5. draai de slang en het mondstuk weg van het gezicht van de zorgvrager 6. controleer of de zorgvrager zelf ademt, zich prettig voelt en voldoende lucht krijgt of, wanneer de zorgvrager volledig afhankelijk is van beademing, sluit gelijk de maskerbeademing aan 7. zet de beademingsmachine voor mondstukbeademing uit 8. controleer indien de beademingsmachine is aangesloten op accu van de rolstoel, of de machine oplaadt tijdens het opladen van de rolstoelaccu. Of laad de beademingsmachine op via het stopcontact 9. Trek de niet-steriele handschoenen uit 10. was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten afsluiten van de beademing	• zorgvrager krijgt te weinig lucht Sluit de mondstukbeademing opnieuw aan (zie boven werkwijze aansluiten mondstukbeademing) • laad het mondstukbeademingsapparaat 1x per week op via een stopcontact, als deze normaal is aangesloten op de accu van de rolstoel