

Observatieschaal kind 09

Wisselen van een tracheacanule met cuff bij een kind aan de beademing

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

Score 1: Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.

Score 2: Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.

Score 3: Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.

Nvt: Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het wisselen van een tracheacanule met cuff				
4	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan				
5	maakt een schoon werkveld en plaatst een afvalbakje				
6	legt op het schone werkveld alle spullen klaar				
7	maakt het tracheacanulebandje aan één kant van de tracheacanule vast				
8	zorgt dat de handbeademingsballon en noodset binnen handbereik ligt				
9	controleert de juiste maat en type van de tracheacanule die het kind gebruikt.				

	Controleert de onderdelen van de schone tracheacanule op beschadigingen. Brengt de voerder in en controleert of deze makkelijk in en uit de tracheacanule gaat.				
10	test de cuff met de afgesproken hoeveelheid lucht en controleert of er geen lek is. Zuig daarna de cuff helemaal leeg.				
11	plaatst de voerder terug in de tracheacanule				
12	maakt de buitenzijde van de schone tracheacanule glad door middel van glijmiddel of (kraan)water				
13	helpt of legt het kind in de goede houding				
14	trekt met de spuit de cuff van de tracheacanule leeg, als deze gevuld is. Tijdens of vlak na het leegmaken van de cuff moet de tracheacanule worden uitgezogen.				
15	controleert of de cuff volledig leeg is, ook als is de cuff al leeg				
16	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen				
17	sluit de saturatiemonitor aan (als dat nodig is)				
18	zuigt, als het nodig is, de tracheacanule uit				
19	verwijdert het tracheacanulebandje en het tracheacanulegaas				
20	maakt, als het kind beademd wordt, de beademingsslang los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm van de beademingsmachine. De beademingsmachine mag niet worden uitgezet, behalve als dat is afgesproken.				
21	verwijdert, als het kind niet beademd wordt, de spreekklep of het bevochtigingsfilter				
22	verwijdert de tracheacanule met cuff met een vloeiende beweging uit het tracheostoma en legt deze in het opvangbakje				
23	brengt de schone tracheacanule met voerder met een vloeiende beweging in het tracheostoma (richting de tenen)				
24	verwijdert gelijk de voerder				
25	sluit de beademing aan, als dat nodig is,				
26	maakt de tracheacanule met het tracheacanulebandje vast				
27	vult de cuff met behulp van een 10 milliliter spuit met de afgesproken hoeveelheid lucht of steriel				

	water. Gebruik nooit een spreekklep of afsluitdop bij een gevulde cuff				
28	plaatst een spreekklep of het bevochtigingsfilter, als het kind niet wordt beademd				
29	maakt de huid rondom het tracheostoma schoon met een vochtig gaas of wattenstokjes en maakt daarna de huid droog met een droog gaas of wattenstokjes				
30	controleert de huid rondom tracheostoma, let hierbij op kleur, geur, pijn en zwelling				
31	brenkt het huidbeschermingsmiddel op de huid aan, als dit is afgesproken				
32	brenkt het schoon tracheacanulecanulegaas aan				
33	maakt het nieuwe tracheacanulebandje zo strak vast dat er nog één vinger past tussen hals en tracheacanulbandje				
34	controleert de ademhaling en kijkt of het kind zich prettig voelt				
35	zuigt, als het nodig is, de tracheacanule uit				
36	maakt de tracheacanule, als die nog een keer gebruikt kan worden, schoon en bergt deze schoon en droog op				
37	maakt de gebruikte spullen schoon en ruimt de gebruikte spullen op				
38	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven) en wast of desinfecteert de handen				
39	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **19 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben
Van de overige 20 items mogen er maximaal 4 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende
Als er minder dan 20 punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn,
gelden de onderstaande regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
20	4
19	3
18	3
17	2
16	2