

Handelingsschema kind 03

Verzorging van het tracheostoma bij een kind aan de beademing

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• controleren van de huid rondom het tracheostoma • schoonmaken van de huid rondom het tracheostoma en de hals • vervangen van het tracheacanulebandje en tracheacanulegaas
Benodigdheden	• schoon werkveld • handdesinfectans • niet steriele handschoenen • washandje, niet steriele gazen of wattenstokjes (nat en droog) • schoon tracheacanulegaas • zo nodig opgerolde handdoek • zo nodig schoon tracheacanulebandje, maak het zo nodig op maat. Knip als het nodig is, kleine puntjes aan het einde van het klittenband. • zo nodig een verbandschaar • zo nodig huidbeschermingsmiddel • handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel • afvalbakje • spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen • noodset met reserve – en nood tracheacanule, binnen handbereik
Werkwijze	1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. maak een schoon werkveld en zet een afvalbakje klaar 4. leg op het schone werkveld alle spullen klaar 5. vertel het kind, als dat kan, wat je gaat doen 6. vraag en/of help het kind in de goede houding. Leg jonge kinderen plat en plaats een opgerolde handdoek onder de

	schouders om meer ruimte in de nek te krijgen. Bij grotere kinderen kan de verzorging ook zittend gebeuren 7. zuig het kind uit, als het nodig is 8. verwijder het tracheacanulegaas 9. til de halsplaat van de tracheacanule iets op, zodat de huid onder de tracheacanule gecontroleerd en schoongemaakt kan worden 10. maak de huid rondom het tracheostoma schoon met een vochtig gaas of wattenstokje, werk van het tracheostoma af 11. controleer hoe de huid rondom het tracheostoma er uitziet 12. maak de huid rondom het tracheostoma droog met een droog gaas of wattenstokje. Bescherm de huid met een huidbeschermingsmiddel, als dit nodig is. 13. controleer hoe de huid onder het tracheacanulebandje eruit ziet. Maak de huid schoon en droog. Bescherm als het nodig is met een huidbeschermingsmiddel. 14. verwijder het tracheacanulebandje, houd de tracheacanule hierbij vast. Wanneer dit is afgesproken, maak dan eerst het schone tracheacanulebandje vast aan de tracheacanule, voordat het gebruikte tracheacanulebandje wordt weggehaald. 15. breng een schoon tracheacanulegaas aan 16. maak het nieuwe tracheacanulebandje zo strak vast dat er nog één vinger tussen hals en tracheacanulebandje past 17. zuig, als het nodig is, het kind uit 18. controleer de ademhaling en kijk of het kind zich prettig voelt 19. ruim de gebruikte spullen op 20. trek de niet-steriele handschoenen uit 21. was of desinfecteer de handen 22. schrijf de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen je eigen organisatie
Aandachtspunten	• de verzorging van het tracheostoma gebeurt één keer per dag. Als het nodig is doe je het vaker.

	• bij voorkeur doe je de verzorging van het tracheostoma voor de voeding • doe de verzorging van het tracheostoma bij voorkeur met twee personen. De tracheacanule kan anders uit het tracheostoma glijden als het tracheacanulebandje te los zit en/of het kind beweeglijk is. • de opening van het tracheacanulegaas mag aan de bovenkant of aan de onderkant van de tracheacanule zitten. • het is belangrijk om een aantal keren per dag te controleren of het tracheacanulebandje nog strak genoeg zit.
--	---