

Handelingsschema kind 06

Toepassen van een spreekklep op een tracheacanule bij een kind

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• het mogelijk maken van spraak
Benodigdheden	• schoon werkveld • niet-steriele handschoenen • handdesinfectans • schone spreekklep • spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen
Werkwijze	1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. vertel het kind, als het kan, wat je gaat doen 4. vraag en/of help het kind in de goede houding 5. als het kind beademd wordt: maak de beademing, als deze is aangesloten, los van de tracheacanule en zet de beademingsmachine uit 6. zuig de tracheacanule uit, als dat nodig is 7. maak de cuff leeg, als deze er is, zuig opnieuw, liefst tijdens het legen van de cuff, de tracheacanule uit 8. plaats de spreekklep op de tracheacanule. Let op dat de cuff leeg is! 9. laat het kind spreken of luister of het kind geluid kan maken 10. controleer de ademhaling van het kind; als het kind aangeeft dat met de spreekklep het ademen moeilijker gaat, verwijder dan de spreekklep 11. ruim de gebruikte spullen op 12. maak na gebruik de spreekklep schoon en berg deze droog en stofvrij op 13. trek de niet-steriele handschoenen uit 14. was of desinfecteer de handen 15. schrijf de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen je eigen organisatie

Aandachtspunten	• de spreekklep mag nooit gebruikt worden bij kinderen die een tracheacanule met cuff gebruiken, waarvan de cuff is opgeblazen of als er te weinig ruimte langs de cuff of tracheacanule is • met de spreekklep kan het kind inademen door de tracheacanule, omdat de spreekklep opengaat. Maar uitademen via de tracheacanule is dan niet meer mogelijk. De lucht gaat dan langs de tracheacanule en via de stembanden naar de mond of neus, zodat het kind geluid kan maken of kan praten. Als de tracheacanule een cuff heeft die opgeblazen is, kan het kind wel inademen, maar niet uitademen en is er kans op een klaplong. • het toepassen van een spreekklep is na overleg met het CTB • wanneer een spreekklep voor het eerst bij een kind wordt gebruikt, blijf dan bij het kind en let goed op de ademhaling • er zijn spreekkleppen, die een aansluiting hebben voor zuurstoftoediening • de spreekklep wordt niet tijdens slapen gebruikt