

Handelingsschema kind 07

Toepassen van een afsluitdop op een tracheacanule bij een kind

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• het mogelijk maken van spraak • ademen via de normale weg
Benodigdheden	• schoon werkveld • niet-steriele handschoenen • handdesinfectans • schone afsluitdop • spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen
Werkwijze	1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. vertel het kind, als het kan, wat je gaat doen 4. vraag en/of help het kind in de goede houding 5. maak, als het kind beademd wordt, de swivel los van de tracheacanule en zet de beademingsmachine uit 6. zuig de tracheacanule uit, als dat nodig is 7. plaats de afsluitdop op de tracheacanule 8. controleer de ademhaling van het kind; als het kind aangeeft dat de afsluitdop het ademen moeilijker maakt, verwijder dan de afsluitdop 9. ruim de gebruikte spullen op 10. maak na gebruik de afsluitdop schoon en berg deze droog en stofvrij op 11. trek de niet-steriele handschoenen uit 12. was of desinfecteer de handen 13. schrijf de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen je eigen organisatie
Aandachtspunten	• de afsluitdop mag nooit gebruikt worden bij kinderen die een tracheacanule met cuff hebben • bij gebruik van de afsluitdop, is er geen in- en uitademing via de tracheacanule mogelijk. Er wordt dan in- en uitgeademd worden via de normale weg langs de tracheacanule via mond-neusholte • wanneer een afsluitdop voor het eerst bij een kind wordt

	gebruikt, blijf dan bij het kind en let goed op de ademhaling • afsluitdop wordt niet tijdens slaap gebruikt, tenzij dit specifiek is afgesproken • afsluitdop wordt pas toegepast na overleg met het CTB
--	---