

Handelingsschema kind 12

Zuurstof toedienen tijdens de beademing bij een kind met een tracheacanule

Categorie: risicovolle handeling

Doel	• het aansluiten van zuurstof op de beademingsmachine • het veilig toedienen van zuurstof tijdens de beademing
Benodigdheden	• beademingsmachine met beademingslang • zuurstofbron • zuurstofverbindingsslang • zuurstofnippel, passend bij de beademingsmachine
Werkwijze starten van zuurstof	1. plaats de zuurstofnippel op het aansluitpunt van de beademingsmachine 2. bevestig het einde van de zuurstofslang aan de zuurstofbron 3. maak het andere eind van de zuurstofslang vast aan de zuurstofnippel van de beademingsmachine 4. zet de beademingsmachine aan en sluit het kind aan op de beademingsmachine 5. zet de zuurstof aan
Werkwijze stoppen van zuurstof	1. zet eerst het zuurstof uit 2. zet als het nodig is andere zuurstoftoediening klaar 3. haal het kind van de beademing af 4. zet de beademingsmachine uit
Aandachtspunten	• bij aansluiten: zet eerst de beademingsmachine aan voordat de zuurstof wordt aangezet: dit voorkomt ophoping van (brandbaar) zuurstof in de slangen en de beademingsmachine • de hoeveelheid zuurstof wordt afgesproken volgens afspraak CTB

	• de maximale lengte van de zuurstofverbindingsslang is 25 m bij een interne diameter van 3,3 mm
--	--