

Handelingsschema kind 23

Het toepassen van een afsluitdop bij kinderen

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	het veilig toepassen en gebruiken van een afsluitdop.
Benodigdheden afsluitdop	- schone afsluitdop zoals voorgeschreven. - niet-steriele handschoenen. - zo nodig benodigdheden voor uitzuigen luchtwegen - sput om de cuff leeg te maken (bij gecuffte tracheacanule).
Werkwijze afsluitdop	1. was of desinfecteer de handen en trek de niet-steriele handschoenen aan. 2. informeer het kind. 3. vraag of help het kind een comfortabele houding aan te nemen. 4. verwijder het bevochtigingsfilter of spreekklep van de tracheacanule. 5. zuig de luchtwegen zo nodig uit. 6. maak de cuff, indien aanwezig, leeg. Zuig meteen uit. 7. plaats de afsluitdop op de tracheacanule. 8. observeer de ademhaling van het kind; als het kind aangeeft dat het ademen moeilijker gaat, of als je ziet dat het ademen meer moeite kost, verwijder dan direct de afsluitdop. 9. ruim de gebruikte materialen op. 10. Reinig, indien de afsluitdop werd vervangen voor een schoon exemplaar, de gebruikte afsluitdop en berg deze op. 11. trek de handschoenen uit en was of desinfecteer de handen.
Aandachtspunten	de afsluitdop mag nooit gebruikt worden bij kinderen die een tracheacanule met cuff gebruiken waarvan de cuff is opgeblazen of als er te weinig ruimte is langs de cuff/tracheacanule. - bij gebruik van afsluitdop, is er geen in- en uitademing via de tracheacanule mogelijk. Er moet dan in- en uitgeademd worden via de normale weg langs de tracheacanule via mond-neusholte.

	• wanneer een afsluitdop voor de eerste keer bij een kind wordt toegepast, observeer dan het kind en beoordeel de ademhaling. Bij tekenen van benauwdheid verwijder direct de afsluitdop. • de afsluitdop mag nooit tijdens slaapmomenten gebruikt. • de afsluitdop wordt pas toegepast na overleg met het CTB/KNO-arts. • de afsluitdop is herbruikbaar en kan worden schoongemaakt.
--	---