

Handelingsschema kind 26

Zuurstof toedienen bij kinderen met een tracheacanule

Categorie: risicovolle handeling

Doel	het veilig toedienen van zuurstof op de tracheacanule.
Benodigdheden	- zuurstofbron (zuurstoffles of zuurstofconcentrator) - disposable zuurstof verbindingsslang - een bevochtigingsfilter of spreekklep met zuurstofaansluiting - saturatiemonitor indien voorgeschreven
Werkwijze zuurstof op een tracheacanule	1. was of desinfecteer de handen en trek de niet-steriele handschoenen aan. 2. informeer het kind. 3. sluit een saturatiemonitor aan, indien voorgeschreven. 4. plaats een bevochtigingsfilter of spreekklep met zuurstofaansluiting op de tracheacanule. 5. bevestig de zuurstofverbindingsslang op de zuurstofbron en vervolgens op de tracheacanule. 6. start de zuurstofbron en geef de voorgeschreven hoeveelheid zuurstof. 7. observeer het kind en geef de zuurstof volgens voorschrift arts of CTB.
Aandachtspunten	veel zuurstofaansluitingen bevinden zich na het filter van de tracheacanule. Hierdoor is de kans op uitdrogen van het slijm groter.